

Vivre avec une


Colostomie



Vous êtes porteur d'une colostomie et débutez une nouvelle étape de votre vie.

Au travers de ce guide, Julien, colostomisé depuis de nombreuses années, partage son expérience avec vous et vous transmet ses astuces et conseils pour bien vivre les différentes situations de la vie courante.

L'annonce de mon opération



Une intervention chirurgicale a été programmée.

Le chirurgien m'a longuement expliqué en quoi consisterait l'opération, et surtout les conséquences de celle-ci :



j'allais avoir une stomie et devoir porter en permanence une poche de recueil.

Avant mon intervention, j'ai rencontré l'infirmière stomathérapeute* du service, avec qui j'ai reparlé de ma future stomie. Elle m'a montré quelques poches existantes. Je commençais à me faire une idée plus précise de ce qui m'attendait.



Je savais enfin ce que voulait dire « colostomie » et j'imaginais mieux ma situation à venir.

* infirmière spécialisée dans les soins aux personnes porteuses d'une stomie. Certains établissements de santé disposent d'une infirmière stomathérapeute ; d'autres non : l'éducation est alors faite par les infirmières de service.

A la découverte de ma stomie




L'opération consiste à retirer la partie **malade** et à relier l'extrémité du côlon sain à la peau.

La colostomie ainsi réalisée remplace l'anus et évacue les selles à sa place. Elle se situe généralement sur le côlon gauche (●) et plus rarement sur le côlon transverse (X) ou droit (I).


Les selles ne sont plus contrôlées par un sphincter, et doivent être recueillies dans une poche collée sur le ventre.

Une colostomie peut être provisoire ou définitive mais, quelle que soit la situation, elle mérite toute votre attention. En ce qui me concerne, elle est définitive, et, à ce jour, j'ai plutôt bien appris à vivre avec.



Au départ j'étais assez désespéré. Puis, j'ai compris comment fonctionnait ma stomie grâce à la documentation que m'avait remise la stomathérapeute.

Mon séjour hospitalier



Lors de mon séjour à l'hôpital, l'infirmière stomathérapeute et l'équipe soignante m'ont beaucoup aidé en étant disponibles et réconfortantes quand j'en avais besoin.

L'infirmière stomathérapeute a été présente à toutes les étapes de mon hospitalisation.

- ◆ Avant l'intervention, elle a d'abord soigneusement repéré l'emplacement idéal de ma stomie, afin qu'il soit bien adapté à mon futur appareillage.
- ◆ Après l'opération, elle m'a appris à appareiller ma stomie et ensemble nous avons déterminé l'appareillage qui convenait le mieux à ma stomie et à mes activités.




Avec elle, j'ai appris à faire les soins de ma stomie et à poser moi-même l'appareillage. J'avais perdu confiance en moi. Grâce à ses encouragements, j'ai fait face à cette situation avec plus d'aisance.



Avant ma sortie de l'hôpital, elle m'a remis quelques échantillons de poches.


Faire le bon choix



J'avais le choix entre


- ◆ **une poche 1-pièce** qui se colle directement sur la peau. Elle est très souple, et s'adapte bien à l'abdomen. Elle se change 1 à 2 fois par jour, et se jette après utilisation.

- ◆ **un système 2-pièces**, constitué d'un support qui se colle sur la peau, et d'une poche qui vient s'emboîter sur le support. L'intérêt de ce type d'appareillage est la possibilité de laisser le support en place 2 à 3 jours. Quand la poche est remplie, il suffit de l'enlever et de la changer en laissant le support en place. La mise en place est très facile et le système de couplage sans aucun risque de décrochage.



Pour reprendre mes activités, il était essentiel que je me sente en confiance, alors j'ai pris le temps de bien choisir mon appareillage.

Faire le bon choix



Pour plus de discrétion,
j'ai choisi une poche
opaque.

La surveillance de la taille de la stomie permet d'adapter l'appareillage en fonction de son évolution.

Personnellement, j'ai opté pour une poche 1 pièce, prédécoupée au diamètre de ma stomie (2 à 3 mm au-dessus de sa taille réelle) pour faciliter sa mise en place.

Et pour plus de discrétion, j'ai choisi une poche opaque. Les modèles transparents sont très utiles au départ pour apprendre à mettre la poche en place, ou pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou de dextérité.



*Transparente ou opaque, vous choisissez
la poche qui vous convient le mieux.*

Le rituel de la toilette

Alors, pour le changement de ma poche, 2 mots d'ordre :
simplicité et efficacité.

- ◆ Je prépare tout mon matériel à portée de main.
- ◆ Je décolle ma poche du haut vers le bas, tout en maintenant ma peau pour faciliter le geste, et je jette la poche après l'avoir mise dans un sac plastique dans les ordures ménagères. Le spray de retrait d'adhésif peut aussi faciliter le retrait si l'appareillage colle trop bien.
- ◆ J'enlève les résidus de selles sur ma stomie avec des compresses non tissées non stériles ou du papier absorbant doux. Je nettoie ma stomie à l'eau du robinet, par mouvements doux et circulaires.
- ◆ Je sèche la peau minutieusement, en la tamponnant délicatement.
- ◆ Lorsque la peau est bien sèche, je pose ma poche du bas vers le haut en prenant le temps de bien appliquer le protecteur par un massage du bout des doigts. Je tire sur la poche vers le bas pour m'assurer de sa bonne mise en place.

*En cas de problèmes ou d'interrogations, je contacte
la stomathérapeute qui me suit, dans les plus brefs délais.*



*Une douche est
possible avec ou sans
appareillage.*

Les petits trucs à connaître



Pour garder l'esprit
tranquille quant à
votre poche, je vais
vous donner quelques
conseils pratiques :



- Lors d'un nettoyage trop « tonique », la stomie peut saigner ; posez une compresse d'eau froide dessus quelques secondes. Pensez à l'avenir à agir avec douceur.
- Pensez à changer votre poche 1 à 2 fois par jour. Si vos selles sont liquides ou que vous êtes en épisode diarrhéique, vous pouvez utiliser une poche vidable munie d'un clamp souple intégré.
- La taille de la stomie diminue dans les mois qui suivent l'opération. Pensez à vérifier sa taille et à réajuster votre appareillage si nécessaire. Si elle est située dans un pli, pensez à ovaliser la découpe.



La prise en charge de mon appareillage



- ◆ Stockez-les dans un endroit sec et tempéré.
- ◆ Faites renouveler votre ordonnance 10 jours avant la fin de votre stock.
- ◆ Vos produits sont disponibles en pharmacie ou peuvent être directement livrés à votre domicile par l'intermédiaire de prestataires de services. Demandez conseil à votre stomathérapeute.




*Pour conserver une tranquillité d'esprit,
veillez à avoir toujours une boîte de poches d'avance.*

Recharger les batteries



Quelques conseils entre nous :

- ◆ Aliments produisant des gaz : choux, champignons, oignons, œufs, artichauts, haricots secs. Ne vous en privez pas, mais respectez des quantités raisonnables. Si la poche gonfle, signe que le filtre est saturé, pensez à la changer.
- ◆ En cas de constipation : buvez plus, mangez des légumes verts, des fruits frais, des yaourts.
- ◆ En cas de diarrhée : là encore, buvez plus pour ne pas vous déshydrater, et mangez du riz, des pâtes, de la semoule. Cessez les légumes verts, les fruits et les laitages. Vous pouvez porter une poche vidable de taille maxi afin d'avoir plus d'autonomie en attendant que votre diarrhée cesse.



Ma première sortie

Enfin, en toute confiance avec mon appareillage, j'ai décidé de partir une journée complète à Paris avec l'association philatéliste dont je suis membre.




Au programme, 1h30 de trajet en bus, visite du musée du Louvre, déjeuner au restaurant et retour en bus.

Pour ne pas être pris au dépourvu, j'ai emmené dans une petite trousse 2 poches de rechange, des compresses non tissées non stériles, de l'eau et un sac plastique. J'ai été prudent, car j'ai gravi beaucoup de marches dans le musée, et cet exercice a stimulé mon intestin.

Alors je me suis isolé dans les toilettes pour changer ma poche que j'ai jetée dans un sac plastique. J'ai rejoint le groupe, ni vu ni connu.

Au restaurant tout s'est très bien passé, et personne n'a remarqué quoique ce soit, puisque je mange normalement. Je suis rentré très satisfait de ma première sortie et complètement rassuré.



Prévoir un nécessaire de rechange à chaque sortie.

Continuer à se distraire, c'est important, vous ne croyez pas ?

Passionnément sport



Désormais, je vis tout à fait normalement ; je prends juste quelques précautions à certaines occasions.



J'ai repris mes activités de jardinage.

Très physique, c'est mon sport au quotidien.

Comme je suis très souvent courbé, je veille à porter un pantalon qui ne serre pas trop à la taille pour que ma stomie ne soit pas comprimée et je protège mon abdomen par le port d'une ceinture spéciale. J'évite de porter des charges lourdes.

Ma poche 1-pièce est très souple et suit tous mes mouvements. Si vous utilisez un système 2-pièces, l'anneau flottant vous donnera plus d'aisance dans les mouvements.

Pour garder la forme, je nage 2 fois par semaine en piscine. Dans ce cas, je change ma poche avant la séance, et je prends soin de bien la sécher après. C'est tout à fait fiable et sécurisant. Par contre, les piscines n'acceptent pas les caleçons de bain ; alors sachez qu'il existe des vêtements adaptés comme les combishorts, garantissant une totale discrétion lors de la baignade.

L'été dernier, j'ai même plongé dans les vagues de l'océan Atlantique avec mon petit-fils.



Vivre ses loisirs avec passion

Pour que mes vacances soient réussies, j'ai paré à tous les imprévus avant mon départ :

- ◆ J'ai emporté le double de la quantité de poches nécessaire, ainsi que quelques poches vidables en cas de diarrhée,
- ◆ Mon matériel ainsi que mon ordonnance étaient dans mon bagage à main et ne m'ont pas quitté durant tout le trajet,
- ◆ J'ai eu soin d'emporter quelques médicaments anti-diarrhéiques que mon médecin m'avait prescrits, mon ordonnance,
- ◆ Je n'ai bu que de l'eau minérale et j'ai aussi préféré me laver les dents à l'eau minérale,
- ◆ J'ai évité les glaces et les sorbets, et systématiquement pelé les fruits,




- ◆ J'ai emporté les coordonnées d'un hôpital sur place, celle d'une infirmière stomathérapeute et j'ai prévu une assurance rapatriement en cas de problèmes.



Il y a deux mois,
j'ai eu la chance de
partir une semaine
en Espagne.

Activité professionnelle



Avant mon intervention, j'étais professeur en école maternelle, et j'ai ensuite rapidement repris mon travail.


L'opportunité de la reprise d'une activité professionnelle est jugée par le médecin du travail lors d'une visite de contrôle.

Durant cette rencontre, il est important de pouvoir discuter de toutes les interrogations qui vous préoccupent.



Sachez que votre poste de travail peut être adapté à votre nouvelle situation si le médecin le juge nécessaire.

En effet, le port de charges lourdes est déconseillé, car la brèche constituée par la stomie fragilise la paroi abdominale.



veillez à avoir des toilettes à disposition pour pouvoir vider aisément ou changer votre poche dès que nécessaire.

Vie de couple et vie de famille

Au retour à domicile, il est nécessaire de laisser s'écouler un peu de temps avant de pouvoir vivre presque comme avant.

La chirurgie m'avait éprouvé, j'avais perdu confiance en moi. De plus, le chirurgien m'avait averti de la possibilité d'éventuelles conséquences sur ma sexualité. J'ai beaucoup discuté avec mon épouse, et nous avons agi ensemble pour que la stomie ne prenne pas plus de place qu'il ne lui en fallait dans notre vie. Notre confiance l'un en l'autre nous a permis de faire face à cette période charnière pour notre couple, et aujourd'hui nous sommes encore plus soudés qu'avant.



Sachez que, s'il y a des séquelles sur le plan sexuel, il existe des méthodes médicales et chirurgicales permettant d'apporter des solutions.

Mes enfants sont grands, mais j'ai pris le parti de leur en parler afin de me sentir totalement à l'aise avec eux lorsque nous nous rencontrons.

Cette démarche est totalement individuelle, et vous devez vous sentir libre d'en parler ou pas.

*J'ai réussi à préserver mon équilibre familial ;
vous devriez y parvenir aussi bien que moi.*



*Je suis marié à une
femme charmante
depuis plus de 37 ans,
et je craignais que
l'existence de ma stomie
retentisse sur ma vie de
couple.*

Rejoignez les membres de la communauté



Des informations personnalisées

Votre conseillère Vivre+ est attentive à votre bien-être et vous apporte son aide et son support en fonction de vos préoccupations du moment



Un réseau expérimenté

Vous bénéficiez du réseau Hollister, une valeur sûre pour vous entourer d'intervenants avisés et formés sur qui vous pouvez compter



Des outils pratiques et astucieux

Sur simple demande, recevez des accessoires pour vos déplacements



La communauté Vivre+ en ligne

Vous accédez à des informations sûres et contrôlées : conférences en ligne, newsletter, partage d'articles inspirants, annuaire, forum, portraits de membres.

INSCRIPTION
GRATUITE &
INSTANTANÉE



www.vivreplushollister.com



vivreplushollister@hollister.com




0 800 479 267

Service & appel
gratuits



Coordonnées de votre infirmière stomathérapeute



0 800 47 92 67

**Service & appel
gratuits**

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux fabriqués par Hollister Incorporated. Produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces matériels s'utilisent sur ordonnance et selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé compétent. Informations générales et indicatives qui ne saurait remplacer l'avis d'un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et sur l'étiquetage avant utilisation.

Hollister et son logo sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA.
RCS Nanterre 402 202 733 - Edition : Décembre 2017 - Référence : FRO198