

Adapt Poudre

Accessoire

- Elle absorbe l'humidité d'une peau péristomiale suintante.
- Elle aide à la cicatrisation d'une peau péristomiale irritée.
- Elle renforce la tenue de l'appareillage.

Comment l'utiliser ?

A chaque changement d'appareillage :

1. Saupoudrer la peau, parfaitement propre, autour de la stomie.
2. Retirer délicatement l'excès de poudre avec de l'essuie-tout, une compresse ou autre.
3. Mettre l'appareillage en place comme d'habitude.



Questions fréquemment posées

J'utilise des anneaux. Puis-je aussi utiliser la poudre ?	La poudre Adapt peut parfaitement être utilisée avec d'autres accessoires sans gêner leur utilisation.
Quelle quantité dois-je appliquer ?	Il suffit de couvrir la zone à traiter et enlever le surplus de poudre de façon qu'il n'en reste qu'une fine pellicule.
Dois-je en mettre sur le protecteur cutané ?	Non, la poudre s'applique directement sur la peau.
Dois-je mettre de la poudre systématiquement à chaque changement d'appareillage ?	La poudre s'utilise à chaque changement d'appareillage tant que la peau est suintante. Référez-vous aux conseils de votre soignant(e).



Produit	Référence	ACL 13
Adapt poudre Flacon de 28,30 g	7906	3401047474118

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : oct 2017. Référence: FRO201