

Filtre AF300

Absence de tâches et pas besoin de pastille couvre-filtre

Protection efficace contre les effluents même liquides

Réduction des ballonnements et des collapsés

Désodorisation excellente

Membrane médicale en GORE

- ▶ Filtre oléophobe et hydrophobe
- ▶ Filtre protégé intérieurement et extérieurement

Très grande surface de filtre : 300 mm²

- ▶ Évacuation rapide de l'air

Charbon actif multicouches

- ▶ Grande capacité d'adsorption

